

POTENZplus – Das Plus an Größe und Stärke

Penisringe, auch Konstriktionsringe genannt, werden bei vorzeitigem Blutabfluss aus dem Penis (sog., venöses Leck oder auch venookklusive Dysfunktion) verwendet. Voraussetzung ist, dass eine Erektion noch möglich ist. Fällt diese vorzeitig zusammen, kann mit einem Penisring Abhilfe geschaffen werden. Die gleichmäßige Kompression im Bereich der Penisbasis wirkt dem vorzeitigen Blutabfluss entgegen. Die Anwendung führt durch Behinderung des Blutabflusses zu einer deutlichen Erektionsverstärkung und -verlängerung.

Noch ein Wort zur Größe von Penisringen: Sie sollten mit der größten Größe anfangen und in Abhängigkeit von der Wirkung die Größe schrittweise reduzieren. **Bitte beachten Sie, dass die Ringe nicht länger als 30 Minuten getragen werden dürfen, da es sonst zu Durchblutungsstörungen kommen kann.**

Größentabelle (nur Richtwerte, persönlichkeitsabhängig können die Maße abweichen)

Größe	Penisringdurchmesser	Artikelnummer
klein	3,5 cm (ungedehnt)	15641
mittel	4 cm (ungedehnt)	15642
groß	4,5 cm (ungedehnt)	15643
sehr groß	5 cm (ungedehnt)	15644

Vorteile:

- dermatologisch und klinisch getestetes Silikon
- verlängert die Erektion
- verzögert die Ejakulation
- verstärkt den Orgasmus
- mehr Feeling für sie
- inkl. einer Gleitmittelprobe AQUAglide

Maximale Qualität von JOYDIVISION

Made in Germany